

AMFOTERICIN B

Širokospektrý fungicid


CAS: 1397-89-3

Vzorec: C₄₇H₇₃NO₁₇

- Upravuje permeabilitu buněčných membrán vazbou ke sterolům
- Vyšší koncentrace obecně způsobují porozitu membrán

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	924,10
Zásobní roztok:	40 mg/ml v DMSO (skladování při -20 °C)
Pracovní koncentrace:	≥ 3 µg/ml
Bezp. věty (GHS):	H315-H319-H335
Teplota skladování:	+ 4 °C



AMPHOTERICIN B

Čistota	Balení	Obal	Katalogové číslo
min 750 I.U./mg, pro biochemii	50 mg	sklo	R 02461
min 750 I.U./mg, pro biochemii	250 mg	sklo	R 02462
min 750 I.U./mg, pro biochemii	500 mg	sklo	R.0246.3