

Analytické váhy ACS/ACJ | KERN

Analytické váhy s vysoce kvalitním monoblokovým vážicím systémem

- Zdokonalený systém vážení na principu elektromagnetické kompenzace síly s jednočláňkovým (monoblokovým) vážicím čidlem
- Velmi krátká doba ustálení, stabilní teplotní chování, vysoká mechanická odolnost a bezpečnost okrajového zatížení
- Velký skleněný protiprůvanový kryt se 3 posuvnými dveřmi pro snadný přístup k váženým předmětům, miska z nerez oceli
- Analogová libela integrovaná v čelním ovládacím panelu vedle displeje
- Počítání částic, maximální hodnota, procenta, volba váhových jednotek (g, mg, ct), program pro stanovení hustoty
- Režim vysoké stability pro jednoduché navažování podle receptury, složky směsi lze automaticky očíslovat a tisknout s jmenovitou hmotností
- Standardně integrované datové rozhraní RS232 a USB pro připojení PC nebo tiskárny
- Tisk protokolů vážení odpovídající požadavkům GLP/ISO, automatický výstup dat po ustálení váhy
- Individuálně programovatelné čtyřmístné identifikační číslo vah tištěné na kalibračním protokolu
- Modely ACS s externí kalibrací pomocí kalibračního závaží třídy E2
- Modely ACJ s interní s časově řízenou automatickou kalibrací při teplotních změnách větších než 1,5 °C s intervalem 4 hodiny
- Modely ACJ mají certifikaci OIML a lze je objednat i v ověřené verzi podle EU legislativy - vyžádejte si nabídku
- Sadu pro stanovení hustoty a odpovídající kalibrační závaží pro váhy řady ACS objednávejte samostatně jako příslušenství

Technické parametry

Stabilizační čas:	3 s
Průměr misky:	91 mm
Rozměry protiprůvanového krytu (š x h x v) :	201 x 220 x 256 mm
Vážicí prostor (š x h x v):	174 x 162 x 227 mm
Displej:	LCD displej, výška číslic 14 mm
Napájení:	univerzální síťový adaptér 12 V, 1 A
Rozměry (š x h x v):	213 x 333 x 338 mm
Hmotnost:	6,3 kg



Analytické váhy ACS/ACJ



Analytické váhy ACS/ACJ - zadní stěna s RS232 a USB

Model	Váživost (g)	Rozlišení (mg)	Kalibrace	Reprodukovatelnost (mg)	Linearita (mg)	Katalogové číslo
ACS 80-4	82	0,1	externí	±0,2	± 0,3	D390804
ACJ 80-4M	82	0,1	interní	±0,2	± 0,3	D390814
ACS 100-4	120	0,1	externí	±0,2	± 0,3	D391004
ACJ 100-4M	120	0,1	interní	±0,2	± 0,3	D391014
ACS 200-4	220	0,1	externí	±0,2	± 0,3	D392004
ACJ 200-4M	220	0,1	interní	±0,2	± 0,3	D392014
ACS 300-4	320	0,1	externí	±0,2	± 0,3	D393004
ACJ 300-4M	320	0,1	interní	±0,2	± 0,3	D393014

Analytické váhy Kern řady ACS/ACJ dodáváme včetně síťového adaptéru a pracovního ochranného krytu.

Sada pro stanovení hustoty kapalin a pevných látek

Univerzální sada je použitelná pro všechny analytické váhy KERN

- Stanovení hustoty pevných těles vážením na vzduchu a následném vážení v kapalině známé hustoty
- Stanovení hustoty kapalin na základě vztlaku pomocí ponorného tělíska
- Sada obsahuje kádinku, teploměr, držák vzorku, adaptér, vyvažovací závaží, ponořovací těleso (nerezová ocel, 20 g), univerzální ponorný koš na plovoucí a potápějící se pevné látky
- Drát ponorného koše má průměr 0,5 mm a splňuje tak požadavky DIN EN ISO 1183-1 (metoda stanovení hustoty nevypěňných plastů)

Technické parametry

Materiál: nerezová ocel

Hmotnost: 646 g

Popis	Katalogové číslo
Sada pro stanovení hustoty YDB-03	D942030



Sada pro stanovení hustoty



Sada pro stanovení hustoty - umístění tělesa pro vážení na vzduchu



Sada pro stanovení hustoty - umístění tělesa při vážení v kapalině