

ANHYDRID KYSELINY PROPIONOVÉ


anhydrid kyseliny propanové, propionanhydrid

CAS: 123-62-6

Vzorec: C₆H₁₀O₃

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	130,14
Hustota:	1,02 g·cm ⁻³
Bezp. věty (GHS):	H314



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, pro syntézu	100 ml	R.7432.1
min 98,5 %, pro syntézu	500 ml	R.7432.2
min 98,5 %, pro syntézu	1 l	R.7432.3
min 98,5 %, pro syntézu	2,5 l	R.7432.4