

ARSENAZO III

indikátor Ca^{2+}

CAS: 1668-00-4

Vzorec: $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{As}_2\text{N}_4\text{O}_{14}\text{S}_2$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

776,37

Bezpeč. věty (GHS):

H301+H331-H400-H410



Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor, min 85 %, p.a.	1 g	R.KK22.1
indikátor, min 85 %, p.a.	5 g	R.KK22.2