

## ATP (Adenosintrifosfát)


Adenosin-5'-trifosfát v roztoku

**CAS:** 987-65-5

**Vzorec:** C<sub>10</sub>H<sub>13</sub>N<sub>5</sub>O<sub>13</sub>P<sub>3</sub>

## Technické parametry

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Molekulová hmotnost:                            | 504,16 g/mol                                |
| Molární extinkční koeficient $\epsilon_{259}$ : | 15,4 l·mmol <sup>-1</sup> ·cm <sup>-1</sup> |
| Teplota skladování:                             | +20 °C                                      |



ATP v roztoku

| Čistota                 | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------------|--------|-------|------------------|
| min 98 %, 100 mM roztok | 250 µl | plast | R.K045.1         |