

ATP Na₂

adenosin-5'-trifosfát disodná sůl

CAS: 987-65-5

Vzorec: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₃P₃


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

551,1

Teplota pro skladování:

-20 °C



Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 95%, pro biochemii	5 g	R.HN35.1
min 95%, pro biochemii	10 g	R.HN35.2
min 95%, pro biochemii	25 g	R.HN35.3
min 95%, pro biochemii	100 g	R.HN35.4