

AZUR II EOSINÁT

směs azuru B, methylenové modři a eosinu Y 1:1:1

CAS: 53092-85-6


Vzorec: $C_{16}H_{18}ClN_3S \cdot C_{15}H_{16}ClN_3S \cdot C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$

- Tato směs se používá zejména k barvení krevních částic (např. v Giemsově barvení, [T862](#))
- Ve vodných roztocích tvoří Azur B eosináty, způsobující tzv. "Romanowsky-Giemsa efekt"

Technické parametry

Molekulová hmotnost: 1317,92

Bezp. věty (GHS): H318



Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	R.7642.1
pro mikroskopii	25 g	R.7642.2
pro mikroskopii	100 g	R.7642.3