

BagPipet® | INTERSCIENCE

Automatická fixní pipeta pro použití s dlouhými špičkami BagTips®

- Lehká a ergonomická pipeta s fixním objemem rychle nasaje jakoukoli kapalinu ze dna sáčku
- Pipeta je autoklávovatelná
- Vhodná pro všechny typy kapalin, dokonce i pro poměrně viskózní vzorky (např. mléko, smetanu, jogurt, kosmetiku,...) bez rizika ucpání pipety
- Zabraňuje vzniku křížové kontaminace
- Snadná kalibrace díky 3 fixním objemům: 0,1 ml / 0,9 ml / 1 ml
- Kalibrováno dle GLP (Good Laboratory Practice)
- V souladu s ISO 7218, ISO 6887, ISO 4833-2 a FDA BAM
- Záruka výrobce 12 měsíců



Popis	Katalogové číslo
BagPipet	M251091

Součástí balení je automatická pipeta BagPipet, návod k použití, 1 balení špiček BagTips Regular, 1 tlačítko s fixním objemem 1 ml (na pipetě), 2 tlačítka s fixním objemem 0,1 ml a 0,9 ml, 2 O-kroužky, imbusový klíč, držák na klíč a olej.

Špičky BagTips® | INTERSCIENCE

Dlouhé sterilní špičky pro nasávání vzorků ze dne sáčků po jejich homogenizaci

Technické parametry

Sterilizace: gama zářením

Popis	Délka (mm)	Objem (ml)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Špičky BagTips Regular	190	1,1	1000	M252019
Špičky BagTips Jumbo	240	2,2	1000	M252024