

Baňka Erlenmeyerova na stanovení jodového čísla | DURAN®

Kónická baňka se zábrusem a zátkou

- Bílá stupnice a velká popisovací plocha

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Erlenmeyerova baňka na stanovení jodového čísla

Objem (ml)	Zábrus NZ	Průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
50	19/26	51	85	1	B103708
100	29/32	64	120	1	B103709
250	29/32	85	160	1	B103712
500	29/32	105	195	1	B103716
1 000	29/32	131	235	1	B103720