

Baňka kultivační Erlenmeyerova se záhyby | DURAN®

Kónická baňka se 4 záhyby ve stěnách

- Záhyby ve stěnách umožňují lepší míchání a aeraci kultivované suspenze

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®

Průměr hrdla: 38 mm (52 mm baňka o objemu 5 000 ml)



Erlenmeyerovy kultivační baňky se záhyby

Objem (ml)	Průměr baňky (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
100	64	114	1	I299441
250	85	105	1	I299541
500	105	183	1	I299641
1 000	131	232	1	I299741
2 000	166	305	1	I299841
5 000	220	365	1	I662941