

Baňka s kulatým dnem a dvěma tubusy se zábrusem | DURAN®

Destilační baňka s jedním centrálním a jedním bočním tubusem

- Centrální tubus pro chladič a šikmý postranní tubus skloněný o 20° pro přívod plynu, uchycení teploměru apod.
- Osy centrálního a postranního tubusu se protínají na dně baňky

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Baňka s kulatým dnem a dvěma tubusy se zábrusem

Objem (ml)	Centrální zábrus NZ	Postranní zábrus NZ	Výška (mm)	Průměr baňky (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
25	14/23	14/23	85	41	1	R.KY12.1
50	14/23	14/23	90	51	1	R.KY13.1
100	14/23	14/23	105	64	1	R.KY14.1
100	24/29	19/26	105	64	1	R.KY24.1
100	29/32	14/23	105	64	1	R.E606.1
250	24/29	19/26	140	85	1	R.KY25.1
250	29/32	14/23	140	85	1	R.E607.1
500	29/32	14/23	163	105	1	R.E608.1
1 000	29/32	14/23	200	131	1	R.E609.1
2 000	29/32	14/23	240	165	1	R.E610.1