

Barvící komora | NALGENE

Komora pro barvení, fixaci a bělení membrán, elektroforetických gelů apod.

- Těsnící víko a vypouštěcí zátka pro bezproblémové vypouštění kapaliny bez manipulace s gelem
- Komora s rukojetí na obou stranách pro snadnou přepravu
- Dobrá chemická odolnost vůči kyselinám, zásadám a některým organickým rozpouštědlům
- Komora není UV transparentní

Technické parametry

Materiál:	miska - PMP, víko - PP kopolymer, vypouštěcí zátka - LDPE
Kapacita komory s gelem během třepání:	500 až 750 ml
Teplotní stabilita:	-70 do +70 °C



Barvící komora

Rozměry (d x š x v)	Balení	Katalogové číslo
12,5 x 12,5 x 50 mm	1 ks	R.H591.1