


Bile Esculin Azide Agar

Pro izolaci a identifikaci intestinálních enterokoků ze vzorků vody

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H412-H302
Certifikáty:	DEV, ISO 7899-2:2000
pH:	7,1 ±0,1
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	17 g tryptonu; 3 g peptonu; 5 g kvasničného extraktu; 10 g dehydrované žlučové žluti; 5 g chloridu sodného; 1 g eskulinu; 0,5 g kremičitanu amonného; 0,15 azidu sodného; 15 g agaru
Aplikace:	56,6 g na 1 l agaru



Hydrolyza eskulinu a reakce s citronanem železitým u
Enterococcus faecalis

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP62.1