

Blotovací inkubační podnosy

Kompatibilní s metodami Western blot a Southern blotting

- Vyvinuto pro inkubaci filtračních membrán během detekce signálu po western a southern blottingu
- Stohovatelné podnosy s těsně uzavíratelnými víčky pro zabránění odpařování roztoku i po dlouhou dobu inkubace
- Velikost je přizpůsobená typickým membránovým listům, snižuje množství potřebného pufu během inkubace
- MINI zásobníky lze používat i jednotlivě
- Autoklávatelné, stabilní a opakovaně použitelné podnosy

Technické parametry

Materiál:

PP



Blotovací inkubační podnosy

Popis	Rozměry (d x š)	Balení	Katalogové číslo
Inkubační podnos MINI	115 x 16 mm	5 ks	R.4810.1
Inkubační podnos MIDI	90 x 90 mm	5 ks	R.4811.1
Inkubační podnos MAXI	165 x 165 mm	5 ks	R.4812.1