

Bodotávek automatický MP-800D | COLE-PARMER STUART

Bodotávek pro automatickou analýzu 3 vzorků s digitální kamerou pro nahrávání videa z průběhu analýzy

- Průběh analýzy a automatické vyhodnocení lze kontrolovat na barevném dotykovém displeji
- Nahrané HD video z procesu tavení vzorků lze dodatečně editovat a automaticky získaný výsledek upravit
- Android operační systém pro snadné a intuitivní nastavení a výběr parametrů na dotykovém displeji
- Prostor s víčkem pro ukládání kapilár se zařízením na řezání kapilár uzavřených na obou stranách
- Tři otvory pro umístění připravených kapilár se vzorky v horní části bodotávku
- Bezpečnostní kryt prostoru pro analyzované vzorky funguje jako světelný štít zabranující náhodnému osvětlení kapiláry

Technické parametry

Počet vzorků:	3
Teplotní rozsah:	teplota místnosti až 400 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Rychlost zvyšování teploty:	nastavitelná 0,1-20 °C s krokem 0,1 °C
Rychlost ohřevu:	cca 6 min z 50 na 350 °C
Rychlost ochlazení:	cca 12 min z 350 na 50 °C
Teplotní čidlo:	Pt1000
Teplotní jednotky:	°C nebo °F
Paměť:	8 GB (přibližně 300 výsledků s video záznamem)
Výška vzorku:	2-3 mm v 50 nebo 100mm kapiláře
Displej:	barevný 7" HD
Datový výstup:	USB
Napájení:	230 V / 50-60 Hz
Rozměry (š x h x v):	300 x 360 x 164 mm
Hmotnost:	4,6 kg



Automatický bodotávek MP-800D



Externí tiskárna pro MP-800D

Popis	Katalogové číslo
Automatický bodotávek MP-800D	S345099

Externí tiskárna pro MP-800D

J720050

Kapiláry pro bodotávky Stuart

Technické parametry

Vnější průměr: 1,9 mm

Vnitřní průměr: 1,3 mm

Délka : 100 mm

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Kapiláry otevřené na obou stranách	100	S343111
Kapiláry uzavřené na jedné straně	100	S345101
Kapiláry uzavřené na obou stranách	100	S343112