


Box horizontální na pipety

Komplet tří boxů na ukládání dělených a sérologických pipet

- Horizontální poloha pro bezproblémové umístění pipet v laminárním boxu nebo digestoři
- Boxy lze stavět na sebe nebo spojovat horizontálně
- Magnety na obou stranách umožňují uchytit boxy ke kovové stěně
- Šikmé dno boxu pro bezpečné uložení pipet, rovné víko použitelné jako odkládací plocha

Technické parametry

Materiál:	modře probarvený ABS
Rozměry boxu:	301 × 100 × 128 mm



Box horizontální na pipety

Popis	Balení	Katalogové číslo
Horizontální box na pipety	1 komplet (3 ks)	I415331