

Box PE do mrazicích boxů

Mírně kónická krabice s vyvýšeným okrajem víka

- Krabice lze stavět na sebe

Technické parametry

Materiál: PE (přírodně barvený)

Teplotní stabilita: -40 až +95 °C



Box PE do mrazicích boxů

Objem (ml)	Typ	Rozměry (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
500	plochá	103 × 103	64	1	R159721
1 000	vysoká	103 × 103	127	1	R159921
1 000	plochá	207 × 103	64	1	R159821
1 500	plochá	207 × 103	94	1	R127231
2 000	plochá	208 × 208	64	1	R127431
2000	vysoká	255 × 103	94	1	R127331
3 300	plochá	208 × 208	94	1	R127531