

Box prosvětlovací

Pro základní prohlížení diapositivů, radiogramů a Petriho misek

- Lze doplnit samostatně stojící lupou (zvětšení 1,75x)

Technické parametry

Osvětlená plocha:	125 x 100 mm
Napájení:	4 x AA (1,5 V) baterie
Rozměry (š x h x v):	158 x 150 x 14 mm



Prosvětlovací box

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Prosvětlovací box	1	R.NL24.1
Lupa na stojánku 140 x 100 mm	1	R.NL23.1