

Bujón bramborový s glukózou (PDB)

Pro identifikaci, kultivaci a počítání kvasinek a plísní

Technické parametry

pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	6,5 g výtažku z brambor; 20 g glukózy
Aplikace:	26,5 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP74.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CP74.2