

Bujón EC

Pro detekci a počítání koliformních bakterií ve vodě

Technické parametry

pH:	6,9 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g tryptózy; 5 g laktózy; 5 g chloridu sodného; 4 g hydrogenfosforečnanu draselného; 1,5 g dihydrogenfosforečnanu draselného; 1,9 g žlučových solí č. 3
Aplikace:	37,4 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Bujón EC	500 g	plast	R.8310.1

Synonymum *E. coli* Bouillon