

Bujón Fraser (základ)

Médium pro detekci a izolaci *Listeria* v potravinách a vzorcích životního prostředí

- Kompletní bujón Fraser s eskulinem, akriflavinem a nalidixovou kyselinou

Technické parametry

Certifikáty:	ISO 11290-1
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Aplikace:	57,3 g na 1 l média, Před použitím přidejte sterilní filtrovaný roztok citronanu amonno-železitého (R.3130.1) 0,5 g/1 l média
Složení (na 1 litr):	Pankreaticky natrávený kasein 5 g; masový pepton 5 g; hovězí extrakt 5 g; kvasničný extrakt 5 g; chlorid sodný 20 g; fosfát disodný 12 g; fosfát draselný 1,35 g; chlorid lithný 3 g; eskulin 1 g; akriflavin 0,025 g; nalidixová kyselina 0,02 g

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.HP17.1