

Bujón kultivační s tryptofanem

Pro detekci *E. coli* v potravinách a vzorcích vod pomocí produkce indolu

- Bakterie rodu *Escherichia* jsou negativní v oxidázovém testu a pozitivní v testu produkce indolu
- Kováčovo činidlo ([R 29501](#)) je přidáno k 24-48 h starým kulturám v koncentraci 0,2-0,5 ml na 5 l média
- Změna barvy na temně rudou indikuje přítomnost indolu

Technické parametry

Certifikáty:	DEV, EN ISO 9308-1:2000
pH:	7,5 ±0,1
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g kaseinu natráveného tryptikázou; 1 g L-tryptofanu; 5 g chloridu sodného
Aplikace:	16 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP71.1

Synonymum: Tryptophane Culture Broth