


Bujón laktózový

Pro detekci a vyčíslení koliformních bakterií

Technické parametry

pH:	6,9 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	3 g masového extraktu; 5 g peptonu ze želatiny; 5 g monohydrátu laktózy
Aplikace:	13 g na 1 l média



① *Escherichia coli* (plynová bublina, označena šipkou)
② Nenaočkovaný bujón

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79210