

Bujón laktózový (DEV)

Pro potvrzení přítomnosti *Escherichia coli* ze vzorků vody pomocí fermentace laktózy

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa; 3 g masového extraktu; 5 g chloridu sodného; 10 g laktózy; 0,02 g purpuru bromkresolového
Příprava:	28 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL76.1