

Bujón laktózový s peptonem (DEV)

Pro počítání koliformních bakterií ve vzorcích vody

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	17 g peptonu z masa; 3 g peptonu ze sóji; 5 g chloridu sodného; 10 g laktózy; 0,02 g purpuru bromkresolového
Aplikace:	35 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL77.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CL77.2