

Bujón laktózový se sulfitem (základ)Pro selektivní detekci a počítání *Clostridium perfringens***Technické parametry**

pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5 g peptonu z kaseinu; 2,5 g kvasničného extraktu; 2,5 g chloridu sodného; 10 g monohydrátu laktózy; 0,3 g L-cysteinu
Aplikace:	20,3 g na 1 l média. Před použitím přidat roztok hydrogensířčitanu sodného a roztok citronanu amonno-železitého (R.3130.1)

Specifikace	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE46.1

Synonymum Medium R