

Bujón Letheen modifikovaný

Pro mikrobiologické analýzy kosmetických přípravků a vzorků obsahujících dezinfekční prostředky nebo konzervační přípravky

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu z masa; 5 g peptonu z kaseinu; 5 g Tween 80; 5 g chloridu sodného; 5 g masového extraktu; 2 g kvasničného extraktu; 1 g glukózy; 0,7 g lecitinu; 0,1 g hydrogensířčitanu sodného
Aplikace:	48,3 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5761.1