

Bujón MacConkey

Pro detekci koliformních bakterií ze vzorků vody, mléka a jiných tekutin

Technické parametry

pH:	7,3 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu ze želatiny; 10 g monohydrátu laktózy; 5 g dehydrované žlučové žluti; 0,01 g bromocresol purple
Aplikace:	35 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., USP, pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE47.1

Synonymum: Broth medium G