

**Bujón mladinový**

Pro kultivaci a stanovení počtu hub a zvláště kvasinek

**Technické parametry**

|                      |                                                                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pH:                  | 4,8 ±0,2                                                                                                                                     |
| Teplota skladování:  | +20 °C                                                                                                                                       |
| Složení (na 1 litr): | 15 g sladového extraktu; 12,5 g D-maltózy; 2,5 g dextrinu; 1 g peptonu z kaseinu; 1 g hydrogenfosforečnanu draselného; 1 g chloridu amonného |
| Aplikace:            | 33 g na 1 l média                                                                                                                            |

| Popis             | Balení | Obal  | Katalogové číslo |
|-------------------|--------|-------|------------------|
| pro mikrobiologii | 500 g  | plast | R.5779.1         |

Synonymum: Wort Broth