

Bujón mořský

Pro počítání a izolaci heterotrofních mořských bakterií

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,6
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	19,4 g chloridu sodného; 8,8 g chloridu hořečnatého; 5 g peptonu; 3,24 g síranu sodného; 1,8 g chloridu vápenatého; 1 g kvasničného extraktu; 0,55 g chloridu draselného; 0,16 g hydrogenuhličitanu sodného; 0,1 g citrátu železitého; 0,08 g bromidu draselného; 0,034 g chloridu strontnatého; 0,022 g kyseliny borité; 0,004 g křemičitanu sodného; 0,0024 g fluoridu sodného; 0,0016 g dusičnanu amonného; 0,0008 g hydrogenfosforečnanu sodného
Aplikace:	40,1 g na 1 l média. Může vykazovat lehké srážení

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CP73.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.CP73.2