

Bujón Mossel EE

Pro selektivní výživu enterobakterií v potravinách, zejména *Salmonella* a coliformních bakterií

Technické parametry

pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g hydrolyzátu z pankreatu vyrobeného ze želatiny; 5 g monohydrátu glukózy; 20 g dehydrované žlučové žluti; 2 g dihydrogenfosforečnanu draselného; 8 g hydrogenfosforečnanu sodného; 0,015 g brilliant green
Aplikace:	45 g na 1 l média



1: Enterobakterie indikovány změnou barvy na žlutou (posun pH),
2: neinokulované médium

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE65.1

Synonymum: Enriched broth medium E, Enterobacteria enrichment broth-Mossel