

Bujón Mueller Kauffmann (základ)

Pro selektivní výživu bakterií z rodu *Salmonella* z masa a jiných potravin

Technické parametry

pH:	7,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	40,7 g thiosíranu sodného; 25 g uhličitanu vápenatého; 4,75 g dehydratované žlučové žluči; 4,5 g chloridu sodného; 4,5 g peptonu z masa; 1,8 g kvasničného extraktu; 0,9 g extraktu z masa
Aplikace:	82 g na 1 l média. Přidejte jód a brilliant green

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.8323.1

Synonymum: Tetrathionate Broth, Tetrathionate Enrichment Broth