

Bujón Rappaport Vassiliadis

Pro selektivní výživu bakterií z rodu *Salmonella* ze vzorků potravin, vody aj.

Technické parametry

pH:	5,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	13,58 g bezvodého chloridu hořečnatého; 8,0 g chloridu sodného; 4,5 g peptonu ze sóji; 0,6 g fosforečnanu monodraselného; 0,4 g hydrogenfosforečnanu draselného; 0,036 g malachitové zeleně
Aplikace:	27,1 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.CL03.1

Synonymum R10 Broth, Rappaport Vassiliadis Salmonella Enrichment Broth a RVS Broth