

Bujón Sabouraud 2% glukózový

Selektivní médium pro taxonomickou analýzu patogenních hub

- Doporučeno pro růst *Candida albicans*
- Nízké množství glukózy podporuje aktivaci sekundárního metabolismu a následně tvorbu pigmentu

Technické parametry

pH:	5,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	10 g peptonu z masa a kaseinu; 20 g glukózy
Aplikace:	30 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE23.1

Synonymum Sabouraud Dextrose Broth