

Bujón Schaedler

Pro výživu a kultivaci anaerobních mikroorganismů

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H315-H319
pH:	7,6 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	5,66 g peptonu z kaseinu; 1 g peptonu ze sóji; 1,66 g chloridu sodného; 0,83 g hydrogenfosforečnanu draselného; 5 g peptonového mixu; 5 g kvasničného extraktu; 5,83 g glukózy; 3 g trisu; 0,4 g L-cystínu; 0,01 g heminu
Aplikace:	28,4 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.5772.1