

Bujón TAT (základ)

Pro proliferaci a regeneraci mikroorganismů z různých typů vzorků, například farmaceutického či kosmetického původu, a materiálů kontaminovaných antimikrobiálními reagenty

Technické parametry

pH:	7,1 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu z kaseinu; 5 g sojového lecithinu
Aplikace:	25 g na 1 l média; před autoklávováním přidejte 40 ml Tween® 20

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.3935.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.3935.2

Synonymum: Casein Peptone Lecithin Polysorbate Broth (CPLP)