

Bujón "Terrific modified"

Pro kultivaci *E. Coli*, kultivací bakterií při izolaci plazmidů a expresi proteinů *in vitro*

- Snížený obsah fosforečnanů zabraňuje precipitaci solí během autoklávování

Technické parametry

Složení (na 1 liter): 12 g kaseinu (enzymově natráven); 24 g kvasničného extraktu; 9,4 g K_2HPO_4 ; 2,2 g KH_2PO_4

pH: 7,2 $\pm$ 0,2

Aplikace: 47,6 g na 1 l média; před autoklávováním přidat 4 ml glycerolu na 1 l média

Teplota skladování: +20 °C

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii a molekulární biologii	500 g	plast	R.HP61.1
pro mikrobiologii a molekulární biologii	1 kg	plast	R.HP61.2