

Bujon živný standardní I

Pro kultivaci a počítání bakterií náročných na výživu a jako základ pro přípravu speciálních kultivačních médií

Technické parametry

pH:	7,5 ± 0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	15 g peptonu; 3 g kvasničného extraktu; 6 g chloridu sodného; 1 g glukózy
Aplikace:	25 g na 1 l média

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro mikrobiologii	500 g	plast	R.AE92.1
pro mikrobiologii	1 kg	plast	R.AE92.2