

BUTYRÁT SODNÝ

sodná sůl máslé kyseliny, butanoát sodný

CAS: 156-54-7

Vzorec: C₄H₇O₂Na


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

110,09

Bezp. věty (GHS):

H315-H319-H335



butyrát sodný

Specifikace	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, pro syntézu	25 g	R.1441.1
min 98 %, pro syntézu	100 g	R.1441.2
min 98 %, pro syntézu	250 g	R.1441.3
min 98 %, pro syntézu	500 g	R.1441.4