

Campylobacter Preston supplement

Lyofilizovaný doplněk do kultivačních médií pro selektivní izolaci *Campylobacter* spp.

Technické parametry

Bezp. věty (GHS):	H300-H341-H360D-H411
Teplota skladování:	+4 °C
Složení/1 vialka:	Polymyxin B sulfát 2 500 I.U. Cykloheximid 50 mg Rifampicin 5 mg Trimetoprim 5 mg
Aplikace:	1 vialka suplementu se rozpustí v 5 ml sterilní směsi 1 : 1 acetonu a demineralizované vody a následně se přidá k 500 ml autoklávovaného agaru CSA (Campylobacter selektivní agar, R.8847.1) a 5-10 % defibrinované krve

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
pro molekulární biologii	10 vialek	sklo	R.8851.1

1 sada suplementu (10 vialek) vystačí na 10 × 500 ml selektivního média