

ČERN-MODŘ ERIOCHROMOVÁ R

C.I.15705, eriochromová čern-modř R, Mordant black 17


Indikátor pro chelatometrii

CAS: 2538-85-4

Vzorec: $C_{20}H_{13}N_2O_5Na$

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	416,39
Indikátor:	Al, Fe, Zr, Cu, Ca
Pracovní roztok:	0,4 g v 100 ml MeOH nebo EtOH



Čistota	Balení	Katalogové číslo
indikátor	5 g	R.7663.1
indikátor	25 g	R.7663.2
indikátor	100 g	R.7663.3