

ČERNĚ SUDANOVÁ B

C.I.26150, neptunová černě


CAS: 4197-25-5

Vzorec: C₂₉H₂₄N₆

- V tucích rozpustné azobarvivo vhodné k detekci neutrálních triglyceridů a lipidů

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	456,55
Absorpční maximum:	596-605 nm
Obsah barviva:	min 60 %
Pracovní roztok:	k barvení lipidů - 1% v EtOH, neutrální triglyceridy tmavě hnědě



ČERNĚ SUDANOVÁ B

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	C 09501

ČERNĚ SUDANOVÁ B

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	R 02921
pro mikroskopii	25 g	R.0292.2
pro mikroskopii	50 g	R.0292.3