

ČERVENĚ KONGO

C.I.22120, difenyl-bis-alfa-naftylaminsulfonan sodný, červeň na bavlnu, Direct Red 28


CAS: 573-58-0

Vzorec: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂

- Azobarvivo rozpustné ve vodě (na koloidní roztok) a v EtOH.
- 1% roztok v EtOH se používá k detekci amyloidových proteinů (abnormálně zmutovaných proteinů).

Technické parametry

Molekulová hmotnost:	696,66
Absorpční maximum:	497-500 nm
Obsah barviva:	min 75 %
Indikátor:	pH 3,0-5,2
Barevný přechod:	modrá - červená
Pracovní roztok:	0,2 g v 100 ml vody
Bezp. věty (GHS):	H350-H361d



ČERVENĚ KONGO

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	10 g	C 12501

ČERVENĚ KONGO

Čistota	Balení	Katalogové číslo
pro mikroskopii	5 g	R 03221
pro mikroskopii	25 g	R 03222
pro mikroskopii	100 g	R 03223

