

Cetrimidový agar (základ)Pro izolaci a identifikaci *Pseudomonas aeruginosa***Technické parametry**

Bezp. věty (GHS):	H400
pH:	7,2 ±0,2
Teplota skladování:	+20 °C
Složení (na 1 litr):	20 g peptonu ze želatiny; 1,4 g chloridu hořečnatého; 10 g síranu draselného; 0,3 g cetrimidu; 13,6 g agaru
Aplikace:	45,3 g na 1 l agaru, přidat 10 ml glycerolu

Detekce pyoveridinu u *Pseudomonas aeruginosa*

Popis	Balení	Obal	Katalogové číslo
Ph.Eur., pro mikrobiologii	500 g	plast	R 79180

Synonymum: Agar medium N, Cetrimide Agar