

Checker®HC IODINE | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení jodu ve vodě

- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Kolorimetrická DPD (N-N-diethyl-1,4-fenylendiamin) metoda
- Použití pro kontrolu vody v bazénech a lázních, průmyslových procesech a desinfekci

Technické parametry

Rozsah:	0,0-12,5 ppm (mg/l) I ₂
Rozlišení:	0,1 ppm (mg/l)
Přesnost:	±0,1 ppm (mg/l), max ±5 % měření
Zdroj světla:	LED 525 nm
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker®HC IODINE

Popis	Katalogové číslo
Checker®HC IODINE HI718	H071800
Sada reagensů pro HI718 (25 testů)	H071825
Kalibrační sada pro HI718	H071811

Kapesní kolorimetr Checker®HC IODINE dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem