

Checker®HC MANGANESE HR | HANNA

Jednoparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení manganu ve vodě

- Použití pro kontrolu kvality vody, odpadních vod, v akvaristice a při ochraně životního prostředí
- Model pro vysoké koncentrace manganu
- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti
- Upravená perjodátová metoda poskytuje růžové zbarvení roztoku

Technické parametry

Rozsah:	0,0-20,0 ppm (mg/l) Mn
Rozlišení:	0,1 ppm (mg/l)
Přesnost:	±0,2 ppm (mg/l), max ±5 % měření
Zdroj světla:	LED 525 nm
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker®HC MANGANESE HR

Popis	Katalogové číslo
Checker®HC MANGANESE HR HI709	H070900
Sada reagensů pro HI709 (25 testů)	H070925
Kalibrační sada pro HI709	H070911

Kapesní kolorimetr Checker®HC MANGANESE HR dodáváme v pouzdru s dvěma kyvetami s víčkem, startovací sadou reagensů pro 25 testů, AAA baterií 1,5V a návodem