

Checker® HC MARINE CALCIUM | HANNA

Jednparametrový kapesní LED kolorimetr pro stanovení vápníku v mořské vodě

- Přehledný displej, ovládání jedním tlačítkem, kyvetový prostor pro 10 ml skleněné kyvety
- Přesnější alternativa k chemickým testovacím kitům, poskytují okamžité výsledky
- LED dioda jako zdroj světla, křemíková fotodioda, automatické vypnutí při nečinnosti šetří baterii
- Upravená metoda využívající reakci s činidlem obsahujícím zincon (2-carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazyl benzene)
- Použití pro kontrolu kvality vody v akváriích s mořskou vodou

Technické parametry

Rozsah:	200-600 ppm (mg/l) Ca
Rozlišení:	1 ppm (mg/l)
Přesnost:	max ±6 % měření
Zdroj světla:	LED 610 nm
Automatické vypnutí:	po 10 min nečinnosti
Pracovní prostředí:	0-50°C, max. 95% RH nekondenzující
Napájení:	1 x AAA baterie 1,5 V
Rozměry (š x h x v):	61,0 x 37,5 x 86,0 mm
Hmotnost:	64 g



Checker® HC MARINE CALCIUM

Popis	Katalogové číslo
Checker® HC MARINE CALCIUM HI758	H075800
Sada reagensů pro HI758 (25 testů)	H075826
Kalibrační sada pro HI758	H075811