

Chladič spirálový s plastovými olivkami Duran®

Spirálový chladič se dvěma zábrusy a plastovými olivkami

- Odnímatelné plastové olivky se závitem GL 14

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo DURAN®



Chladič spirálový

Délka (mm)	Zábrus	Balení (ks)	Katalogové číslo
160	NZ 14/23	1	R.TH48.1
250	NZ 29/32	1	R.E636.1
400	NZ 29/32	1	R.TH49.1
500	NZ 29/32	1	R.TH50.1