

CHLORAMIN T TRIHYDRÁT

toluen-4-sulfonchloramid sodný, N-chloro-4-toluensulfonamid
Chlorinační činidlo ke stanovení halogenů

CAS: 7080-50-4

Vzorec: $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NCINa} \cdot 3 \text{H}_2\text{O}$


Technické parametry

Molekulová hmotnost:

281,69

Bezp. věty (GHS):

H334-H314-H302-EUH031



CHLORAMIN T TRIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98,5 %, p.a.	1 kg	Q 41101

CHLORAMIN T TRIHYDRÁT

Čistota	Balení	Katalogové číslo
min 98 %, p.a.	250 g	R.0271.1
min 98 %, p.a.	500 g	R.0271.2
min 98 %, p.a.	1 kg	R.0271.3