

## CHLORID AMONNÝ

salmiak

**CAS:** 12125-02-9

**Vzorec:** NH<sub>4</sub>Cl

### Technické parametry

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Molekulová hmotnost: | 53,49     |
| Bezp. věty (GHS):    | H302-H319 |

## CHLORID AMONNÝ

| Čistota          | Balení | Katalogové číslo |
|------------------|--------|------------------|
| min 99 %, čistý  | 1 kg   | Q 02301          |
| min 99,5 %, p.a. | 1 kg   | Q 02102          |

## CHLORID AMONNÝ

### Technické parametry

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| Hustota: | 1,52 g·cm <sup>-3</sup> |
|----------|-------------------------|

| Čistota                                                                                                | Balení | Katalogové číslo |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| min 99 %, krystalický                                                                                  | 1 kg   | R.5470.1         |
| min 99 %, krystalický                                                                                  | 2,5 kg | R.5470.4         |
| min 99 %, krystalický                                                                                  | 5 kg   | R.5470.2         |
| min 99 %, krystalický                                                                                  | 10 kg  | R.5470.3         |
| min 99 %, krystalický                                                                                  | 25 kg  | R.5470.5         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 500 g  | R.P726.1         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 1 kg   | R.P726.2         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 2,5 kg | R.P726.4         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 5 kg   | R.P726.3         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 10 kg  | R.P726.5         |
| min 99,5 %, Ph.Eur., USP, BP                                                                           | 25 kg  | R.P726.6         |
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologie<br>a kryogenické metody | 500 g  | R.K298.1         |

|                                                                                                        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologii<br>a kryogenické metody | 1 kg   | R.K298.2 |
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologii<br>a kryogenické metody | 2,5 kg | R.K298.3 |
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologii<br>a kryogenické metody | 5 kg   | R.K298.4 |
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologii<br>a kryogenické metody | 10 kg  | R.K298.6 |
| min 99,7 %, p.a.<br>pro fotografii,<br>přípravu pufrů,<br>molekulární biologii<br>a kryogenické metody | 25 kg  | R.K298.5 |
| ROTI®METIC<br>99,999 % (5N)                                                                            | 50 g   | R.5050.1 |
| ROTI®METIC<br>99,999 % (5N)                                                                            | 100 g  | R.5050.2 |